

Daica

あん しん じゅつ ご

# 安針術後

## マイクロ・クリスタル

使用済微小(微細)針廃棄用カウンター

微小(微細)な針を確実に収納し、目視での正確なカウントを実現した、  
粘着性透明ポリウレタンゲル!!

スピーディ(迅速)・スムーズ(無駄のない)・セーフティ(安全)な  
針処理を実現した、オリジナル安心コンパクト設計!!



DA-4M  
オレンジタイプ


EOG滅菌済(1箱5個入) サイズ:W40×D9×H100mm

無駄のない動きで針を差し入れられます。

L字型針先ガードにより、針先がガードされて安全です。針刺し事故等を防ぎます。

片手で扱える軽量コンパクト。微小(微細)針の差し入れ・収納を自由にコントロールできます。

1列10本の目盛り、目視で容易にカウントができます。



両面テープ

ちょっとしたうれしい  
隠れた機能  
裏面の両面テープは、  
一時固定用として  
お使いいただけます。

| 製品番号               | 規格                                     | 販売単位                       |
|--------------------|--|----------------------------|
| DA-4M<br>(オレンジタイプ) | 10本用<br>ポリウレタンゲル<br>EOG滅菌済<br>P.P.製ガード | 5個入/1箱<br>外箱●印つき<br>(オレンジ) |

### 使用上の注意

- 術後(使用後)は、そのまま**医療用廃棄物**として適切な処理を行ってください。
- ディスポーザブル製品にて使用後の再滅菌・再使用はできません。  
(尚、未使用品に限り院内にてE・O・Gによる再滅菌は可能です。)

製造販売元

**東京ダイヨー株式会社**

〒130-0012

東京都墨田区太平 1-29-4

TEL.03(6240)4785(代) FAX.03(6240)4786